

MENGENBESTIMMUNGEN FÜR HÄRTER (BEI RAUMTEMPERATUR)

MESSBECHER

fließfähige Produkte
auf Acryl-
und Polyesterbasis

Transparente Produkte

240 g	200 ml	320 g
180 g	150 ml	240 g
120 g	100 ml	160 g
60 g	50 ml	80 g
30 g	25 ml	40 g

Marmorkitt 1000 Universal

HÄRTERPASTE IN TUBEN

Härtermengen-
bestimmung in cm

Transparente Produkte

Menge	30 g	60 g	120 g	180 g	240 g
4% Härtermenge entspricht	6 cm	12 cm	24 cm	36 cm	48 cm
3% Härtermenge entspricht	4,5 cm	9 cm	18 cm	27 cm	36 cm
2% Härtermenge entspricht	3 cm	6 cm	12 cm	18 cm	24 cm

Marmorkitt 1000 Universal

Menge	40 g	80 g	160 g	240 g	320 g
4% Härtermenge entspricht	9 cm	18 cm	36 cm	54 cm	72 cm
3% Härtermenge entspricht	6,75 cm	13,5 cm	27 cm	40,5 cm	54 cm
2% Härtermenge entspricht	4,5 cm	9 cm	18 cm	27 cm	36 cm

HÄRTER B IN FLÄSCHCHEN


Härtermengen-
bestimmung in Tropfen

Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell

Menge	30 g	60 g	120 g	180 g	240 g
2% Härtermenge entspricht	15 Tr.	30 Tr.	60 Tr.	90 Tr.	120 Tr.
1% Härtermenge entspricht	8 Tr.	15 Tr.	30 Tr.	45 Tr.	60 Tr.

ESSLÖFFEL

Härtermengen-
bestimmung mit
Esslöffel (ca. 6 x 4,5 cm)



Marmorkitt / Kleber (fließfähige und spachtelförmige Produkte)

Produkt	gehäuft	normal	Härtermenge in cm/Ø Tube
MS 76 / 1000 S-Serie	ca. 55 g	–	2% $\hat{=}$ 1,1 g $\hat{=}$ ca. 5,0 cm
1000 Univ.-Serie (fließfähig)	–	ca. 35 g	2% $\hat{=}$ 0,7 g $\hat{=}$ ca. 4,5 cm
1000 Transparent	–	ca. 13 g	2% $\hat{=}$ 0,26 g $\hat{=}$ ca. 1,5 cm
Super	–	ca. 12 g	2% $\hat{=}$ 0,24 g $\hat{=}$ ca. 1,5 cm

Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell / L-Spezial wasserhell

Produkt	gehäuft	normal	Härtermenge in Tropfen
Transp. L-Spezial wasserhell	ca. 35 g	–	1% = 8 Tr. / 2% = 16 Tr.
Transparent wasserhell	–	ca. 13 g	1% = 4 Tr. / 2% = 8 Tr.

1-2% Härter „B“ auf 100 g Masse entspricht ca. 25-50 Tropfen